

## VisiLED用アクセサリ




フットスイッチ



コンバータケーブル



偏光フィルタ



リングライト用拡散板および保護ガラス

### フットスイッチ

- ・ 記憶されたメモリポジションのリモート切り替えが可能
- ・ 1～4までの記憶された照明設定を素早く切り替え
- ・ 両手がフリーになり、顕微鏡の操作或いは他の動作をしながら照明設定を切り替えることが可能になる

### RS-232 USB 1.1コンバータケーブル

- ・ MC 1500コントローラのシリアルポートとコンピュータのUSBポートを接続する変換ケーブルです
- ・ USB1.1対応
- ・ ドライバ付属

### 偏光フィルタ

- ・ 明視野リングライト用偏光フィルタは、回転式ポラライザと、アナライザがセットになっています
- ・ 透過照明ステージ用の偏光フィルタは別途対物レンズにアナライザが必要です

### リングライト用アクセサリ

- ・ LED反射防止拡散板(取り付けネジM110×1付属)
- ・ Borofloat®保護ガラス(取り付けネジM110×1付属)

#### 偏光フィルタ

品名	型番	仕様
リングライト用偏光フィルタセット	400 550	ポラライザM110×1、アナライザφ66 mm×1
透過照明ステージ用の偏光フィルタ	158 500	Ø84 mm
アナライザ	158 505	M49×0.75
アナライザ	158 510	M52×1

#### リングライト用アクセサリ

品名	型番	取り付け
拡散板	400 570	M110×1
保護ガラス	400 560	M110×1

#### 電子アクセサリ

品名	型番	長さ
フットスイッチ	400 020	
RS-232 USB 1.1コンバータケーブル	400 030	1.5m (5.9 inch)

※本データシートに記載されている仕様は、改良のため予告なく変更される場合があります

ショット日本株式会社  
ライティング・イメージング事業部  
〒160-0004  
東京都新宿区四谷4-16-3  
電話: 03-5366-2491  
Fax: 03-5366-2481  
E-mail: sn.info@schott.com  
www.schott.com/japan



※本データシートに記載されている仕様は、改良のため予告なく変更される場合があります

シヨット日本株式会社  
ライティング・イメージング事業部  
〒160-0004  
東京都新宿区四谷4-16-3  
電話: 03-5366-2491  
Fax: 03-5366-2481  
E-mail: [sn.info@schott.com](mailto:sn.info@schott.com)  
[www.schott.com/japan](http://www.schott.com/japan)

**SCHOTT**  
glass made of ideas