



# EasyLEDアクセサリ

LED照明の最高の性能を引き出すために



偏光フィルタ



リングライト用拡散板および保護ガラス



スポットライト用カラーフィルタ



スポットライト保持アーム及びベーススタンド

## 偏光フィルタ

- ・ リングライト用 偏光フィルタ（回転式ポラライザとアナライザのセット）
- ・ 透過照明ステージ用 回転式偏光フィルタ
- ・ スポット用 回転式偏光フィルタ

## スポットライト用カラーフィルタ

- ・ スポットライトにネジで固定
- ・ 赤、青、緑、黄を用意

## スポットライト用保持アーム

- ・ スポットライトにネジ(M6)で固定
- ・ スポットライトをベーススタンド、或いは顕微鏡のオプションパーツ用ネジ穴に固定

## リングライト用アクセサリ

- ・ LED反射防止拡散板(取り付け用ネジM110×1付属)
- ・ Borofloat®保護ガラス(取り付け用ネジM110×1付属)
- ・ 油やほこりの多い環境でLEDおよび顕微鏡対物レンズを保護

## スポットライト用取り付けアダプタ

- ・ 顕微鏡スタンド(φ25~35 mm)用ブラケット
- ・ スタンドアロン用ブラケット

## EasyLED用アクセサリ

偏光フィルタ	型番	取り付け
リングライト用偏光フィルタ設置	400 550	ボラライザ: M110x1 アナライザ: Φ66 mmはめ込み
透過照明ステージ用偏光フィルタ	158 500	Ø 84 mm
スポットライト用(回転式)偏光フィルタ	600 600	M22.5x0.5
アナライザ	158 505	M49x0.75
アナライザ	158 510	M52x1

リングライト用アクセサリ	型番	取り付け
拡散板	400 570	M110×1
保護ガラス	400 560	M110×1

スポットライト用カラーフィルタ	型番	取り付け
赤	600 650	M22.5x0.5
青	600 660	
緑	600 670	
黄	600 680	

スポットライト用保持アーム	型番	取り付け
保持アーム、300 mm (11.82inch)	600 520	M6/M4x0.5
	600 522	M6/M5
	600 524	M6/M6
	600 526	M6/M8
ベーススタンド	158 340	M6穴×3

スポットライトプラス用取り付けアダプタ	型番
支柱(φ25 mm)用ブラケット	120 225
支柱(φ29 mm)用ブラケット	120 229
支柱(φ32 mm)用ブラケット	120 232
支柱(φ35 mm)用ブラケット	120 235
スタンドアロン用のベース	158 340
スタンドアロン用のブラケット	120 250

※本データシートに記載されている仕様は、改良のため予告なく変更される場合があります

ショット日本株式会社  
ライティング・イメージング事業部  
〒160-0004  
東京都新宿区四谷4-16-3  
電話: 03-5366-2491  
Fax: 03-5366-2481  
E-mail: sn.info@schott.com  
www.schott.com/japan

