


Désormais à deux dimensions!



No d'article 250 0250 rouge (250mm)  
No d'article 250 0251 noir (250mm)  
No d'article 250 0350 rouge (350mm)  
No d'article 250 0351 noir (350mm)

## SET DE LABORATOIRE

- antidérapant
- en silicone (VMQ)
- résistance thermique jusqu' à env.+260° C (stérilisable)
- couleur rouge / noir
- dimensions 250 x 250 mm et 350 x 350 mm

### DEUTSCH & NEUMANN GmbH

Matériel de laboratoire, modèle de qualité et de sûreté  
pour le laboratoire industriel, enseignement, recherche, etc...  
Demander notre catalogue générale.

Richard-Wagner-Straße 48-50, D - 10585 Berlin  
Telefon +49-(0)30 - 34 79 11-0 Fax +49-(0)30 - 34 79 11 99  
E-Mail: [Deutsch-Neumann@t-online.de](mailto:Deutsch-Neumann@t-online.de) Internet: <http://www.Deutsch-Neumann.de>

