

Flacons de production DURAN® 10 et 20 litres

- Conviennent idéalement aux processus d'agitation et de mélange avec des tubes plongeurs grands et lourds
- Verre de type I selon la pharmacopée américaine (USP), européenne (EP) et japonaise (JP)
- Nette amélioration de la stabilité mécanique
- Épaisseur régulière de paroi
- Se prêtent à la dépyrogénéation
- Possibilité de graduation spécifique et de marquage individuel
- Retrace Code (certificat de lot via Internet)
- Disponible également avec protection contre les rayures et les éclats
- Ne contient aucun matériau à risque ESB/EST
- À filetage standard (GL 45) ou à col large (GLS 80)

N° de commande	Désignation	Quantité par emballage
11 602 00	GL 45 Flacon de laboratoire, parois renforcées, 10 l	1
11 602 20	GLS 80 Flacon de laboratoire, parois renforcées, 10 l	1
11 601 00	GL 45 Flacon de laboratoire, parois renforcées, 20 l	1
11 601 10	GLS 80 Flacon de laboratoire, parois renforcées, 20 l	1

