


# pipetus®-red dot

*Vous permet de gagner vous aussi.*



red dot design award  
winner 2005

# pipetus® -red dot.

Le modèle design qui répond à toutes les attentes,  
à un prix attractif de gagnant.

pipetus®-red dot possède tout ce dont on a besoin aujourd'hui pour le pipetage. Et même un peu plus: son ergonomie bien étudiée et son faible poids autorisent un pipetage en série hautement précis, sans que l'opérateur fatigue; l'accumulateur permet de travailler longtemps et de façon flexible; le clapet anti-retour de sécurité protège l'appareil et votre santé. Sur le plan du respect de l'environnement aussi, du confort d'utilisation et de la rentabilité, pipetus®-red dot a tout ce qu'il faut pour convaincre: Accus NiMH exempts de cadmium, tiges de valves en compound céramique et un prix très attractif.

- ergonomie bien étudiée pour un pipetage rapide, sûr et précis
- appareil à accumulateurs
- les affichages couleur à LED indiquent tous les réglages de l'appareil
- présélection EX / BlowOut pour pipetage de volumes précis avec pipettes à refoulement par gravité ou pipettes à refoulement par soufflage
- vitesse de pipetage qui se pilote par enfoncement d'un bouton
- accus NiMH exempts de cadmium; chargement direct
- moteur de pompe silencieux, exempt de vibrations
- pipetage en continu jusqu'à une semaine
- adaptateur silicone pour étanchéité absolue au raccord de toutes les pipettes
- valves de dosage fin avec tiges en compound céramique
- réglage exact du ménisque par valves sensibles
- clapet anti-retour de sécurité
- filtre hydrophobe à membrane PTFE avec pores de 0,2 µm
- pour pipettes graduées, jaugées et pipettes Pasteur, de 0,1 ml à 200 ml

| Caractéristiques             |  |
|------------------------------|--|
| Mode de fonctionnement       | sur accus, chargement direct au moyen du chargeur, protection contre la surcharge, pas d'effet-mémoire                   |
| Plage volumétrique           | 0,1 - 200 ml   |
| Ex / Blow out                | réglage par touche, affichage au display par des LED couleur   |
| Débit d'aspiration           | régulation par touche, affichage au display par des LED couleur  |
| Poids                        | 240 g  |
| Matériau boîtier             | robuste PA6  |
| Possibilité de stérilisation | portoir à pipettes à 121°C (sans filtre à membrane PTFE)   |
| Système de sécurité          | clapet anti-retour remplaçable   |
| Références                   |  |
| 990 70 00 50                 | pipetus®-red dot, 230 V, connecteur EUR, portoir à pipettes avec clapet anti-retour de sécurité, filtre et support mural |
| 990 76 00 50                 | pipetus®-red dot, 230 V, connecteur UK, portoir à pipettes avec clapet anti-retour de sécurité, filtre et support mural  |
| 990 80 00 50                 | pipetus®-red dot, 120 V, connecteur US, portoir à pipettes avec clapet anti-retour de sécurité, filtre et support mural  |

Pour en savoir plus sur nos solutions de dosage, de pipetage, de titration, de volumétrie et sur nos capillaires de précision en verre, veuillez consulter notre site [www.hirschmann-laborgeraete.de](http://www.hirschmann-laborgeraete.de)

Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG  
Hauptstr. 7 - 15  
74246 Eberstadt, Allemagne  
Tél. +49 (0) 71 34/5 11-0  
Fax +49 (0) 71 34/5 11-90  
[www.hirschmann-laborgeraete.de](http://www.hirschmann-laborgeraete.de)  
[info@hirschmann-laborgeraete.de](mailto:info@hirschmann-laborgeraete.de)

