

NOUVELLES TAILLES DES FLACONS DE LABORATOIRE DURAN®, GL 45: 150 ML, 750 ML ET 3 500 ML

En raison de leurs excellentes propriétés, comme une très bonne résistance chimique, un comportement quasiment inerte et une température d'utilisation élevée, les flacons originaux DURAN® GL 45 sont prédestinés à une utilisation en laboratoire. L'élargissement de la gamme de flacons DURAN® avec les nouvelles tailles 150 ml, 750 ml et 3 500 ml permet un spectre d'utilisation encore plus grand, du stockage à long terme au transport, en passant par des utilisations aux exigences élevées dans l'industrie pharmaceutique et alimentaire. Avec l'introduction des tailles intermédiaires supplémentaires, le client dispose d'un flacon adapté pour chaque volume de remplissage, ce qui augmente considérablement le confort de manipulation. L'utilisateur ne doit maintenant plus se servir d'un flacon éventuellement trop grand et donc plus cher, ce qui réduit les frais supplémentaires.



- Nouvelles tailles des flacons : 150 ml, 750 ml, 3 500 ml
- Propriétés éprouvées DURAN®
- Type de verre I / verre neutre conformément aux pharmacopées américaine (USP), européenne (EP) et japonaise (JP)
- Epaisseur de paroi uniforme
- Autoclavable / stérilisable
- Avec Retrace Code permettant d'obtenir un certificat de lot par Internet
- Graduation lisible facilement, impression longue durée cuite
- Ensemble avec capuchon à visser en PP et bague de déversement (disponible en option également sans capuchon à visser ni bague de déversement)
- Disponible aussi en brun ou avec gaine en matière plastique
- Standardisation selon la norme ISO 4796 en préparation

Informations concernant la commande/la distribution :

No de commande	Désignation	Capacité	Quantité par emballage
21 801 29 5	Flacon de laboratoire DURAN®, clair, GL 45, avec capuchon à visser et bague de déversement (PP)	150 ml	10
21 801 51 5	Flacon de laboratoire DURAN®, clair, GL 45, avec capuchon à visser et bague de déversement (PP)	750 ml	10
21 801 69 5	Flacon de laboratoire DURAN®, clair, GL 45, avec capuchon à visser et bague de déversement (PP)	3 500 ml	1
21 801 29	Flacon de laboratoire DURAN®, clair, GL 45, sans capuchon à visser ni bague de déversement (PP)	150 ml	10
21 801 51	Flacon de laboratoire DURAN®, clair, GL 45, sans capuchon à visser ni bague de déversement (PP)	750 ml	10
21 801 69	Flacon de laboratoire DURAN®, clair, GL 45, sans capuchon à visser ni bague de déversement (PP)	3 500 ml	1
21 806 29	Flacon de laboratoire DURAN®, brun, GL 45, sans capuchon à visser ni bague de déversement (PP)	150 ml	10
21 806 51	Flacon de laboratoire DURAN®, brun, GL 45, sans capuchon à visser ni bague de déversement (PP)	750 ml	10
21 806 69	Flacon de laboratoire DURAN®, brun, GL 45, sans capuchon à visser ni bague de déversement (PP)	3 500 ml	1
21 805 29	DURAN® protect, flacon de laboratoire, avec gaine synthétique, GL 45	150 ml	10
21 805 51	DURAN® protect, flacon de laboratoire, avec gaine synthétique, GL 45	750 ml	10
21 805 69	DURAN® protect, flacon de laboratoire, avec gaine synthétique, GL 45	3 500 ml	1

Vous pourrez obtenir ces produits auprès de votre spécialiste laboratoire.