



肖特公司高品质药用玻璃管产品在 CPhI 中国展上闪耀展示

2015年6月24日，德国美因茨 - 肖特中国将在 CPhI（世界制药原料中国贸易展，6月24 - 26日，上海，W3馆）展示其高品质药用玻璃管产品菲奥来®FIOLAX®。菲奥来®FIOLAX®玻璃管作为肖特公司的基础产品，100多年以来已成为医药行业玻璃包装的黄金标准。该玻璃管广泛应用于制造高品质西林瓶、安瓿瓶、预灌封注射器以及卡式瓶等医药包装容器，是最优化药品储存的理想材料——帮助中国医药行业和机构降低风险、保障患者的健康和

安全。

公司在展会上将重点介绍肖特向中国客户提供的高品质药用玻璃管。肖特专家史福科博士（Dr. Folker Steden）在展会同期举办的 2015 医药包装与药物给药国际峰会上（6月25日 11:35-12:00，W3M10 会议室）将发表专题演讲 “医药包装市场对于最高品质玻璃的未来需求”。

作为肖特公司对于制药行业客户的质量承诺，肖特主动在其供货技术方面采用比行业要求更加严格的质量标准。由此而来，无论菲奥来®FIOLAX®玻璃管在哪里制造，客户得到的产品均具有统一的高精度几何性能和良好的外观质量。

肖特公司中国区玻璃管销售总监蒋琼女士表示：“玻璃管的品质对于制瓶企业后续加工性能起到了关键性的作用。玻璃管的质量决定了玻璃管被制成西林瓶、安瓿瓶、预灌封注射器和卡式瓶等药包材的质量，以及管制成品在制药企业灌装生产线上的性能。”



一如既往地致力于追求卓越品质

肖特公司玻管事业部全球执行副总裁及负责人 Patrick Markschläger 博士表示：“我们洞悉制药行业的发展趋势，并深切了解制药企业致力于寻求消除所有对于病患的潜在风险的需要。这正是我们从一开始就提出专业建议的原因。”肖特在亚洲、欧洲和南美洲都设有玻璃管生产基地，拥有超过 14 万吨的年生产能力。这些工厂不仅使用相同的机器设备、质量规范、生产和管理流程，还采用同一的原材料检验程序。Markschläger 博士补充道：“严格、统一的全球标准化生产管理确保了肖特玻管能够持续、稳定地向中国 and 世界各地提供高品质玻璃。”



ID 238901

关于肖特

肖特是在专业玻璃及材料和先进技术领域拥有 130 年经验的跨国技术集团。该公司的许多产品在全球首屈一指，其核心市场包括家电、医药、电子、光学和运输行业。肖特坚定地致力于帮助客户取得成功，使其凭借高品质产品和智能解决方案成为人们生活中的重要组成部分。公司坚持以可持续发展方式管理其业务，为员工、社会和环境提供支持。肖特集团通过在全球 35 个国家设有生产和销售部门与客户保持紧密联系。其 15,400 名员工在 2013/2014 财年创造了 18.4 亿欧元的销售额。其母公司，SCHOTT AG，总部位于美因茨（德国），由卡尔蔡司基金会拥有。